

DESCOLIND COMFORT



INTENSIVE CREAM

Parfümhaltige Intensiv-Pflegecreme
- normale und trockene Haut

- Intensive Hautpflege mit Panthenol, Sonnenblumen- und Mandelöl
- Beinhalten Glycerin als Feuchthaltemittel
- angenehmer Duft

Produktbeschreibung

DESCOLIND COMFORT INTENSIVE CREAM ist eine Wasser-in-Öl (W/O) Intensiv-Pflegecreme, welche die normale und trockene Haut mit rückfettenden Inhaltsstoffen sowie Sonnenblumen- und Mandelöl verwöhnt. Durch ihren leichten blumigen Duft hinterlässt **DESCOLIND COMFORT INTENSIVE CREAM** ein angenehmes Hautgefühl. Trotz der reichhaltigen Formulierung zieht **DESCOLIND COMFORT INTENSIVE CREAM** schnell in die Haut ein und ist daher ideal zur Pflege der Hände nach hautbelastenden Tätigkeiten, wie dem langen Tragen von Handschuhen, Händewaschungen und Tätigkeiten mit Feuchtigkeitskontakt geeignet.

Anwendungsgebiete

In allen medizinischen/professionellen Bereichen zur Pflege der Hände und Haut, nach häufigem Wasser- und Seifenkontakt.

Anwendung

DESCOLIND COMFORT INTENSIVE CREAM dünn auf die sauberen und trockenen Hände auftragen und gründlich einmassieren. Finger, Fingerzwischenräume, Fingerkuppen und Nagelfalze beachten. **DESCOLIND COMFORT INTENSIVE CREAM** ist eine sehr ergiebige Pflegecreme, so dass bereits eine kleine Menge für die Hautpflege der normalen Haut ausreichend ist. Es ist empfehlenswert, die Pflegecreme in den Pausen und nach der Arbeit auf die Haut aufzutragen.

Ingredients:

AQUA, ISOPROPYL MYRISTATE, ETHYLHEXYL STEARATE, HELIANTHUS ANNUUS HYBRID OIL, GLYCERIN, POLYGLYCERYL-4 DIISOSTEARATE/POLYHYDROXYSTEARATE/SEBACATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, PANTHENOL, MAGNESIUM SULFATE, XANTHAN GUM, CITRIC ACID, DIPRO-

PYLENE GLYCOL, HYDROXYACETOPHENONE, PHENOXYETHANOL, PARFUM, LIMONENE, LINALOOL, CITRAL

Praxistipp: Spenderhygiene

Bei Neubestückung eines Wandspenders mit **DESCOLIND COMFORT INTENSIVE CREAM** sind die Empfehlungen des Herstellers sowie die Vorgaben des RKI zur Aufbereitung des Spendersystems zu berücksichtigen. Eine Aufbereitungsempfehlung für unsere Wandspender finden Sie im Download-Bereich auf unserer Homepage www.schumacher-online.com oder stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung.



Produkt	Gebinde	Inhalt	VE	Art. Nr.	PZN
DESCOLIND COMFORT INTENSIVE CREAM	Tube	100ml	12	00-6221-001	16674953
	Flasche	500ml	20	00-6221-005	16674976
DOSIERHILFE	Dosierpumpe	500ml	1	00-906-005-02	

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

